

EN



MASSFORCE

MASSEYES

model 10S-C



INSTRUCTION MANUAL

Thanks for your purchase.

For any inquiries, contact us at hello@massforce.co or on our website www.massforce.co



Read Instructions
Before Operating

Imported by OUI SMART
15 RUE DES HALLES
75001 PARIS, FRANCE
www.massforce.co



FC

CE

 **RoHS**

WARNINGS

- This product has a heating function. For users who are prone to heat allergies or insensitive to heat sources, please use the heating function with caution.
- If you feel unwell during or after use, please stop using this product.
- This product is a personal care product and cannot replace professional treatment or health care. Please do not use it for diagnosis or other commercial purposes.
- Do not use it with other medical equipment or more than 2 sets of this product at the same time.
- Do not use the same site for more than 30 minutes, otherwise, it may cause discomfort.
- Do not use the heating function for more than 30 minutes, otherwise, it may cause low-temperature skin burns.
- Do not use the product after accidentally falling into water or liquid.

PRECAUTIONS

- Using time of 15 minutes is recommended. Overtime use may cause discomfort.
- Please do not use the product immediately after use eye drops.
- Please do not use with facial mask together.
- If you feel over hot, please turn OFF the product.
- This product contains lithium batteries, please do not disassemble, modify, immerse the product in water or throw fire into it by yourself.
- In the event of an abnormal situation that cannot work, please cut off the power immediately and remove it, check the basic troubleshooting or consult customer service.
- When the product is working, do not touch the electrode pads with metal accessories.
- Do not charge, use, and place in high-temperature places such as near the stove or under the scorching sun.
- This product is not waterproof, please do not wash and pay attention to waterproof.
- This product is can only be decomposed when the product is discarded. If you need to repair it, please consult customer service in time.
- Do not leave the product in front of unattended children.
- Do not allow children or persons with limited ability to use this product is not suitable for any sick or incapacitated person.
- If you have one of the following conditions, please consult a doctor before use:
 - A. Those are pregnant, sick or in poor health,
 - B. Patients who are undergoing treatment and feel abnormalities,
 - C. Patients with high fever and infectious diseases,
 - D. Patients with hypertension, heart disease, cerebral thrombosis, arteriosclerosis or malignant tumors,
 - E. People with skin sensation disorder or abnormal skin sensitivity,
 - F. Those in the postoperative recovery stage,
 - G. Those who are uncertain about their health.

ADVERSE EFFECTS

- On very rare occasions, first-time users of EMS have reported feeling light-headed or faint. We recommend that you use the product while seated until you become accustomed to the sensation.

You should stop using the device and consult with your physician if you experience adverse reactions from the device.

SPECIFICATION

Product model: 10S-C
Power input: DC 5V (USB charging port)
Battery: 850 mAh
Charging time: 2 hours
Working time: 60-90 minutes

Package dimensions: 19 x 14 x 8 cm;
Weight 0.5 kg
Color: white
Heating function: 38°C-42°C

What's in the box:
1 unit Masseyes
1 unit USB cable
1 pcs user manual



Easy button control
User friendly



Ergonomic curving
It doesn't press on the nose



Adjustable tightness
You can adjust the comfortable size



Soft inside
Comfortable and skin-friendly

***Note:**

This product is not suitable for medical equipment.

Does not have a therapeutic effect, children can not touch.

INTRODUCTION

Masseyes is utilizing advanced micro-controlled steaming technology for eye reflexology, relief of dry eyes, tired eyes, and fatigue. This adopts its thermostat-regulated soothing heat wave with its warm steam to penetrate the skin tissues around the eyes, and thus the thermal reaction between the molecules accelerates blood circulation and helps relieve eye fatigue. Its built-in rechargeable battery and touch-panel control let you sit back with peace of mind and enjoy its luxury relief of dry eyes, tired eyes, and fatigue.

Well-designed for myopia, long-sightedness, astigmatism, eye fatigue. This is good for people who have fine lines around the eyes, and dark circles. People who have eye ache, headache, psychasthenia, insomnia.

180° foldable design allows you to pack it into your bag and make a quick massage possible anywhere with adjustable elastic straps bring you proper size. Masseyes is built-in heating pad that offering a moderate temperature between 38°C-42°C, and heating up within 1 or 2 seconds to stimulate your blood circulation around eyes.


USING MASSEYES™

Charging mode:



- Fold the product first, and use the USB cable to charge
- Please use 5V/1A-2A regular adapter to charge the product. DO NOT USE ANY ADAPTER WITH OVER 5V
- Please check the indicator light. Please do not use the product while it is being charged. When the product makes a "Du Du" sound, please charge the machine. Long-time use of the product with a low battery may cause a charging problem.

Host



**ON/OFF:**

Press the power button for 3 seconds to turn ON the Masseyes
To turn it OFF, long press for 3 seconds.

Masseyes heats up in seconds, providing immediate warmth and soothing relief. It's perfect for relieving eye strain, headaches, and migraines, sinus pressure, post-nasal drip, dryness and more!

**Thermotherapy function:**

Low-temperature warm compress, Blue light display

- Press the power button one more time, it will turn to Medium -temperature warm compress, Yellow light display
- Press the power button one more time, it will turn to High-temperature warm compress, Red light display
- Press the power button one more time, it will turn to the Highest temperature warm compress



his eye massager comes with vibration mode to help relieve stress and tension around the eyes. The gentle massage will help increase blood circulation and reduce puffiness and dark circles.

Vibration function:

1. Double-click to change to vibration 1 for acupressure mode
2. Click again to convert to vibration 2 for eye relaxation mode
3. Double-click again to return to the original mode

MAINTENANCE

Please do not use it when charging, start Masseyes after you wear it perfectly to prevent excessive pressure on the airbag, the damage it.

Do not soap or rinse in water. Water or other liquids should be prevented from entering the body during the cleaning process to avoid short circuit and electric shock hazards during use.

Use a dry and soft cloth or paper to clean the product.

Do not clean it while it is charging.

TROUBLESHOOTING

If you encounter problems when using the product, please refer to the following tips and solutions. If the product is still in a faulty state or cannot be used, please turn off the power.

Users are not allowed to disassemble or repair the product by themselves. The product damage caused by disassembly or repair by themselves will invalidate the product warranty, and the company will not bear any consequences caused by this situation.

Unable to start - The internal charging battery is low. Please confirm that the key of the host product is pressed.

No charging or all the indicator light, not shiny when charging - the product is in the low battery due to did not use for a long time, full charge the product.

All the indicator lights shiny or There is "Di Di" sound appears - the product is in the low battery due to did not use for a long time, full charge the product.

There is a Siren when charging - the product is in the low battery due to did not use for a long time, full charge the product.

When you feel insufficient temperature when under warm mode - low battery, full charge the product.

When air pressure mode and warm mode unable to start - Caused by the status of power supply, full charge the product.

Barometric intensity too strong or weak - Adjust the headband to the length you need.

Murmur sound appears when under air pressure mode - When the airbag start, there would be murmur sound appear, no need to take any action.

How to judge charging situation - The indicator light keeps shiny when charging. When the product full charged, the indicator turns off.

Massforce branded items purchased from massforce.co include a 2-year limited replacement warranty. For Customer Service, please contact us via email hello@massforce.co.

DO NOT DISPOSE OF BATTERIES IN FIRE. ALWAYS DISPOSE OF BATTERIES PER LOCAL & FEDERAL GUIDELINES. The Massforce® name and logo are registered trademarks.

©Massforce. All Rights Reserved.



Read Instructions
Before Operating

CE MADE IN
CHINA



FCC CE  RoHS

FR



MASSFORCE

MASSEYESTM

modèle 10S-C



GUIDE D'UTILISATEUR

Merci d'avoir passé votre commande et de votre confiance.

Veuillez bien lire les instructions et les consignes de sécurité avant utilisation.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignement à hello@massforce.co



Lire les instructions
avant utilisation

Importé par OUI SMART
15 RUE DES HALLES
75001 PARIS, FRANCE
www.massforce.fr



FC

CE

RoHS

ATTENTION

- Ce produit dispose d'une fonction de chauffage. Pour les utilisateurs sujets à des allergies à la chaleur ou insensibles aux sources de chaleur, veuillez utiliser la fonction de chauffage avec précaution.
- Si vous vous sentez mal pendant ou après l'utilisation, veuillez cesser d'utiliser ce produit.
- Ce produit est un produit de soins personnels et ne peut remplacer par un traitement ou des soins de santé professionnels. Veuillez ne pas l'utiliser à des fins médicales.
- Ne l'utilisez pas avec d'autres équipements médicaux.
- Ne pas utiliser le produit sur un même endroit pendant plus de 30 minutes, au risque de provoquer une gêne.
- N'utilisez pas la fonction de chauffage pendant plus de 30 minutes, sinon vous risquez de vous brûler.
- N'utilisez pas le produit après être tombé accidentellement dans l'eau ou dans un liquide.

PRÉCAUTIONS

- Une durée d'utilisation de 15 minutes est recommandée. Une utilisation prolongée peut entraîner une gêne.
- Veuillez ne pas utiliser le produit immédiatement après l'utilisation de gouttes pour les yeux.
- Ne pas utiliser avec un masque facial.
- Si vous avez trop chaud, veuillez éteindre le produit.
- Ce produit contient des piles au lithium, veuillez ne pas le démonter, le modifier, le plonger dans l'eau ou le jeter au feu.
- Dans le cas d'une situation où le produit ne fonctionne pas ou plus, veuillez retirer le produit immédiatement, et vérifier via ce manuel les points pour identifier le problème ou consulter le service clientèle.
- Lorsque le produit fonctionne, ne pas toucher les électrodes avec des accessoires métalliques.
- Ne chargez pas, n'utilisez pas et ne placez pas l'appareil dans des endroits où la température est élevée, par exemple près d'une cuisinière ou sous un soleil brûlant.
- Ce produit n'est pas étanche, veuillez ne pas le laver et faire attention à l'étanchéité.
- Ce produit ne peut être démonté que lorsque le produit est mis en recyclage. Si vous avez besoin de le réparer, veuillez consulter le service clientèle.
- Ne laissez pas le produit en présence d'enfants non surveillés.
- Ne laissez pas les enfants ou les personnes aux capacités limitées utiliser ce produit - ne convient pas aux personnes malades ou handicapées.
- Si vous souffrez de l'une des affections suivantes, veuillez consulter un médecin avant de l'utiliser :
 - A. Vous êtes enceinte, malade ou en mauvaise santé,
 - B. Les patients qui suivent un traitement et ressentent des anomalies,
 - C. Les patients qui ont une forte fièvre et des maladies infectieuses,
 - D. Les patients souffrant d'hypertension, de maladies cardiaques, de thrombose cérébrale, d'artériosclérose ou de tumeurs malignes,
 - E. Personnes souffrant de troubles de la sensation cutanée ou d'une sensibilité anormale de la peau,
 - F. Les personnes en phase de récupération postopératoire,
 - G. Les personnes dont l'état de santé est incertain.

FR

EFFETS INDÉSIRABLES

- Les électrodes de stimulation appliquées sur votre peau peuvent produire une irritation de la peau et même des brûlures.
- En de très rares occasions, des personnes utilisant l'EMS pour la première fois ont signalé qu'elles se sentaient étourdies ou faibles. Nous vous recommandons d'utiliser le produit en position assise jusqu'à ce que vous vous habituez à la sensation.

Vous devez arrêter d'utiliser l'appareil et consulter votre médecin si vous avez des effets indésirables au dispositif.

SPÉCIFICATION

Modèle de produit : 10S-C
Entrée d'alimentation : DC 5V (port de charge USB)
Batterie : 850 mAh
Temps de charge : 2 heures
Temps d'utilisation : 60-90 minutes

Dimensions de l'emballage :

19 x 14 x 8 cm ;

Poids: 0,5 kg

Couleur : blanc

Fonction de chauffage : 38°C à 42°C

Ce qu'il y a dans la boîte :

1 Masseyes

1 câble USB

1 manuel d'utilisation



1 seul bouton pour configurer
Facile à utiliser



Angle ergonomique pour le nez
il n'appuie pas sur le nez



Sangle élastique
Vous pouvez ajuster la taille

Intérieur doux
Confortable et agréable pour la peau

*Note:
Ce produit n'est pas considéré comme un équipement médical et n'a pas d'effet thérapeutique.

INTRODUCTION

Masseyes utilise une technologie avancée de vapeur pour la réflexologie oculaire, contrôlée par puce électronique, afin de soulager les yeux secs et fatigués. Il produit une chaleur apaisante régulée par thermostat. Cette vapeur chaude pénètre les tissus de la peau autour des yeux. La réaction thermique accélère la circulation sanguine et aide à soulager la fatigue oculaire. Sa batterie rechargeable intégrée et son panneau de commande tactile vous permettent de vous asseoir en toute tranquillité et de profiter de cet instant de relaxation. Masseyes a intégré un coussin chauffant qui offre une température modérée entre 38°C-42°C, l'augmentation de la température permet de stimuler votre circulation sanguine autour des yeux.

Conçu pour la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme et la fatigue oculaire. Masseyes est idéal pour les personnes qui ont des ridules autour des yeux et des cernes. Les personnes qui souffrent de douleurs oculaires, de maux de tête, de psychasthénie, d'insomnie.

Facile à ranger, la conception pliable vous permet d'amener Masseyes n'importe où et de profiter d'un massage oculaire tout au long de la journée. Ajustez la sangle élastique à votre taille (ne pas trop serrer), et relaxez-vous.

UTILISATION


MASSEYES™

Mode de chargement:



- Dépliez d'abord le produit, puis utilisez le câble USB pour le charger.
- Veuillez utiliser un adaptateur USB ordinaire 5V/1A-2A pour charger le produit. N'UTILISEZ PAS D'ADAPTATEUR DE PLUS DE 5V ou branchez-le directement à votre ordinateur.
- Veuillez vérifier le voyant lumineux. N'utilisez pas le produit pendant qu'il est en charge. Lorsque le produit émet un son, veuillez charger l'appareil. L'utilisation prolongée du produit avec une batterie faible peut entraîner un dysfonctionnement

Hôte



**ON / OFF**

Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 3 secondes pour allumer Maseyes.
Appuyer longuement pendant 3 secondes pour l'éteindre.

**Fonction thermothérapie.:**

Compression à basse température, affichage de la lumière bleue.

- Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF l'appareil passe de la compression chaude à température moyenne, LED de couleur jaune.
- Appuyez une deuxième fois sur le bouton ON/OFF pour passer de la compression chaude à haute température, LED de couleur rouge.
- Appuyez une troisième fois sur le bouton ON/OFF pour passer à la température la plus élevée de la compresse chaude.

**Fonction de Vibration:**

1. Appuyez pour passer à la vibration premier niveau pour mode accu-pression.
2. Appuyez à nouveau pour passer à la vibration deuxième niveau pour le mode relaxation des yeux.
3. Appuyez à nouveau pour revenir au mode original

MAINTENANCE

Ne pas utiliser le produit quand celui-ci est en charge,

Ne pas savonner ou rincer dans l'eau. Pendant le processus de nettoyage, l'eau ou d'autres liquides ne doivent pas pénétrer dans l'appareil pour éviter les risques de court-circuit et de choc électrique pendant l'utilisation.

Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer le produit.

Ne nettoyez pas le produit pendant qu'il est en charge.

DÉPANNAGE

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit, veuillez vous référer aux conseils et solutions suivants.

Si le produit est toujours défectueux ou ne peut être utilisé, veuillez le mettre hors tension.

Les utilisateurs ne sont pas autorisés à démonter ou à réparer le produit eux-mêmes. Les dommages causés au produit par le démontage ou la réparation par les utilisateurs eux-mêmes annuleront la garantie du produit, et la société ne prendra pas en charge les conséquences de cette situation.

Impossible de démarrer - La batterie de charge interne est faible. Veuillez vérifier que le bouton on est enfoncé.

Pas de charge ou tous les voyants lumineux ne sont pas allumés lors de la charge - la batterie du produit est faible car il n'a pas été utilisé pendant une longue période, chargez complètement le produit.

Tous les voyants sont allumés ou vous entendez un son "Di Di" - la batterie du produit est faible car il n'a pas été utilisé pendant une longue période, chargez le produit.

Un son retentit pendant la charge - la batterie du produit est faible car il n'a pas été utilisé pendant une longue période.

Lorsque vous ressentez une température insuffisante en mode chaud - la batterie est faible, chargez complètement le produit.

Lorsque le mode pression d'air et le mode chaud ne peuvent pas démarrer - En raison de l'état de l'alimentation électrique, chargez complètement le produit.

La pression sur vos yeux est trop forte ou trop faible - Ajustez le bandeau selon la pression dont vous avez besoin.

Comment vérifier l'état de charge - Le témoin lumineux continue d'être allumé pendant la charge. Lorsque le produit est complètement chargé, le voyant s'éteint.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignement à hello@massforce.co ou consulter notre site massforce.fr

Les articles de la marque Massforce achetés sur massforce.co et massforce.fr bénéficient d'une garantie limitée de remplacement de 2 ans. Pour le service clientèle, veuillez nous contacter via email hello@massforce.co

NE PAS JETER LES PILES DANS LE FEU. TOUJOURS ÉLIMINER LES PILES CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES LOCALES ET FÉDÉRALES. La marque MASSFORCE et le logo MASSFORCE® sont des marques déposées.

©Massforce. Tous droits réservés.



Lire les instructions
Avant utilisation



FABRIQUÉ EN
CHINE

