

MASSNECK™ PRO

Modèle LG-A3



MASSFORCE

MANUEL D'UTILISATION

Lisez le manuel avant d'utiliser ce produit.

N'utilisez que ce qui est indiqué.

AVERTISSEMENTS

- N'utilisez pas ce produit en cas de blessure, de rougeur, d'inflammation, de congestion ou d'autres maladies appropriées du cou.
- Ce produit dispose d'une fonction de chauffage. Pour les utilisateurs sujets à des allergies à la chaleur ou insensibles aux sources de chaleur, veuillez utiliser la fonction de chauffage avec précaution.
- Si vous vous sentez mal pendant ou après l'utilisation, arrêtez d'utiliser ce produit.
- Ce produit est un produit de soins personnels et ne peut remplacer un traitement ou des soins de santé professionnels. Veuillez ne pas l'utiliser à des fins de diagnostic ou à d'autres fins commerciales.
- Ne pas l'utiliser avec d'autres équipements médicaux ou plus de 2 ensembles de ce produit en même temps.
- Ne pas utiliser au même endroit pendant plus de 30 minutes, sinon cela pourrait causer une gêne.
- N'utilisez pas la fonction de chauffage pendant plus de 30 minutes, sinon vous risquez de vous brûler la peau à basse température.
- N'utilisez pas le produit après être tombé accidentellement dans l'eau ou dans un liquide.

PRÉCAUTIONS

- Ce produit contient des piles au lithium, veuillez ne pas le démonter, le modifier, le plonger dans l'eau ou y jeter du feu par vous-même.
- En cas de situation anormale et d'impossibilité de fonctionnement, veuillez couper immédiatement l'alimentation et le retirer, vérifier le dépannage de base ou consulter le service clientèle.
- Lorsque le produit fonctionne, ne pas toucher les électrodes avec des accessoires métalliques tels que ceintures et colliers.
- Ne chargez pas, n'utilisez pas et ne placez pas l'appareil dans des endroits où la température est élevée, par exemple près d'une cuisinière ou sous un soleil brûlant.
- Ce produit n'est pas étanche, veuillez ne pas le laver et faire attention à l'étanchéité.
- Ce produit ne peut être décomposé que lorsque le produit est éteint. Si vous avez besoin de le réparer, veuillez consulter le service clientèle à temps.
- Ne laissez pas le produit devant des enfants sans surveillance.
- Ne laissez pas les enfants ou les personnes aux capacités limitées utiliser ce produit. Ne convient pas aux personnes malades ou handicapées.
- Si vous souffrez de l'une des affections suivantes, veuillez consulter un médecin avant de l'utiliser :
 - A. Vous êtes enceinte, malade ou en mauvaise santé,
 - B. Les patients qui suivent un traitement et ressentent des anomalies,
 - C. Les patients qui ont une forte fièvre et des maladies infectieuses,
 - D. Les patients souffrant d'hypertension, de maladies cardiaques, de thrombose cérébrale, d'artériosclérose ou de tumeurs malignes,
 - E. Personnes souffrant de troubles de la sensation cutanée ou d'une sensibilité anormale de la peau,
 - F. Les personnes en phase de récupération postopératoire,
 - G. Les personnes dont l'état de santé est incertain.

EFFETS INDÉSIRABLES

- Une irritation de la peau et des brûlures sous les électrodes de stimulation appliquées sur votre peau peuvent se produire.
- En de très rares occasions, des personnes utilisant l'EMS pour la première fois ont signalé qu'elles se sentaient étourdiées ou faibles. Nous vous recommandons d'utiliser le produit en position assise jusqu'à ce que vous vous habituez à la sensation.


Vous devez cesser d'utiliser l'appareil et consulter votre médecin en cas d'effets indésirables de l'appareil.

SPÉCIFICATION

Modèle de produit :	LG-A3
Matériau du produit :	ABS, PC, silicone
Batterie au lithium :	450mAh
Courant de veille :	<100µA
Norme d'entrée :	5V
Puissance maximale :	5W
Dimensions :	105 * 135 * 35mm

***Note :**

Ce produit ne convient pas aux équipements médicaux.
N'a pas d'effet thérapeutique, les enfants ne doivent pas le toucher.



INTRODUCTION

MASSNECK™ PRO est un masseur de cou portable pliable avec tampons d'électrode en acier inoxydable et des patches de chauffage PI. La technologie de contrôle par puce micro-ordinateur aide à détendre les muscles du cou et à soulager la fatigue du cou par la stimulation de micro-courant et par patch chaud. Un patch chaud peut augmenter efficacement la température de l'environnement autour du cou, promouvoir la circulation sanguine, et coopérer avec la stimulation du microcourant pour conduire les muscles du cou à s'exercer ensemble, donnant aux gens une gamme complète d'expériences confortables.

MASSNECK™ PRO peut être plié pour être plus facile à transporter.

MAINTENANCE

Lors du nettoyage et de l'entretien de ce produit, veuillez éteindre l'appareil et utiliser une serviette en papier humide pour nettoyer les tampons d'électrode. Lorsqu'elles sont particulièrement sales, essuyez-les et désinfectez-les avec un peu d'alcool médical (concentration d'alcool de 75 %).

Veuillez utiliser un détergent neutre et un chiffon doux pour l'entretien quotidien. N'utilisez pas de détergents corrosifs. Ne pas tremper ou rincer dans l'eau. Pendant le processus de nettoyage, il faut empêcher l'eau ou tout autre liquide de pénétrer dans l'appareil afin d'éviter tout court-circuit et tout risque de choc électrique pendant l'utilisation.

UTILISER MASSNECK™

1. Avant d'utiliser ce produit, veuillez mettre une feuille d'hydrogel sur celui-ci lorsqu'il est éteint, ou utiliser une serviette humide, une serviette en papier humide ou de l'eau propre pour essuyer et humidifier la zone massée de votre cou.
2. Afin que les électrodes entrent pleinement en contact avec le site de massage, assurez-vous que les électrodes sont bien ajustées à la peau lorsque vous les portez.
3. Ne touchez pas le patch avec vos mains lorsqu'il est allumé.

Démarrage et arrêt

Appuyez et maintenez le bouton de l'appareil pendant deux secondes. L'appareil s'allume (entendez un son "di", la lumière bleue est allumée), entrez dans le mode par défaut, la vitesse par défaut (0 vitesse) dans l'état de mise en marche, appuyez et maintenez le bouton de l'appareil pendant deux secondes, vous entendrez "di" deux bips, le produit s'éteint.

Sélection du mode (actuellement 5 modes)

Après avoir allumé le produit, appuyez brièvement sur l'hôte (M) comme touche de mode, et appuyez brièvement sur la touche de mode pour changer de mode. Il existe 5 modes au total. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, vous entendez un bip, le mode est incrémenté une fois, et les cinq modes peuvent être changés de façon cyclique (Remarque : M1 mode combinaison, M2 mode massage, M3 mode tapotement, M4 mode Gua Sha, M5 mode acupuncture). Chaque fois que vous changez de mode, la vitesse revient au niveau 0 par défaut.

CHOIX DE LA FORCE

1. À l'état de marche, le "+" sur l'unité principale du produit est le bouton de renforcement de la puissance. Chaque fois que vous appuyez dessus, vous entendrez un bip, l'intensité augmentera d'un niveau, et l'intensité sera divisée en 15 niveaux (0, 1, 2, ... 15). Appuyez à nouveau sur la vitesse "+" lorsque l'intensité est de 15 pour faire entendre un double bip, l'intensité reste inchangée, et la vitesse de 15 est maintenue.
2. Le "-" sur l'unité principale du produit est le bouton de réduction de la force. Chaque fois que vous appuyez dessus, vous entendez un bip, l'intensité diminue d'un niveau, et la force est divisée en 15 niveaux (15, 14, 13, ... 0), puis appuyez à 0 sur la vitesse "-", vous entendrez deux bips, l'intensité reste inchangée, et la vitesse 0 est maintenue.

Options de chauffage


1. Appuyez brièvement sur le bouton (M) de l'unité principale du produit pour activer le bouton de chauffage, appuyez sur le bouton de chauffage "di" pour activer la fonction de chauffage de l'unité principale, et atteignez progressivement une température constante de 42 en 30 secondes.
2. Appuyez brièvement sur le bouton (M) de l'unité principale du produit pour éteindre le bouton de chauffage, appuyez deux fois sur le bouton pour éteindre le chauffage "didi" pour arrêter la fonction de chauffage.

Fonction de minutage

1. Le produit est programmé pour 15 minutes. Lorsque le produit est allumé, il s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes. Il est recommandé de ne pas l'utiliser plus de 30 minutes par jour.
2. Lorsque le produit est allumé, il s'éteint automatiquement au bout de 3 minutes s'il n'est pas porté et utilisé normalement.

Fonction de charge de l'alarme de basse tension

Alarme de basse tension : lorsque le produit n'est pas alimenté, le voyant bleu clignote rapidement (fréquence 3 fois par seconde), vous pouvez brancher une extrémité du câble de charge dans le port de charge du produit, et l'autre extrémité dans le chargeur de téléphone portable avec tête Android, le voyant rouge clignote pendant la charge. Le voyant rouge est toujours allumé lorsqu'il est plein. Le produit ne peut pas être utilisé pendant la charge.



DÉPANNAGE

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit, veuillez vous référer aux conseils et solutions suivants.

Si le produit est toujours défectueux ou ne peut être utilisé, veuillez le mettre hors tension.

Les utilisateurs ne sont pas autorisés à démonter ou à réparer le produit eux-mêmes. Les dommages causés au produit par le démontage ou la réparation par les utilisateurs eux-mêmes annuleront la garantie du produit, et la société ne prendra pas en charge les conséquences de cette situation.

Impossible de démarrer - La batterie de charge interne est faible. Veuillez confirmer que la touche du produit hôte est enfoncée.

Impossible de charger ou affichage lumineux inexistant - Veuillez vérifier si le câble USB est connecté avec l'appareil et l'adaptateur d'alimentation au téléphone portable.

Il est normal, mais pas de sensation - La pièce d'électrode est-elle en contact direct avec la peau ? Ajustez la position pour la rendre proche de la peau. Avez-vous des cheveux ou des accessoires vestimentaires entre les électrodes et la peau ? Enlevez ou retirez les accessoires. Le rapport de force est-il de 0 ? Réglez et augmentez la force du massage.

Il y a des picotements - La pièce d'électrode est-elle proche de la peau du cou ? Ajustez la position pour qu'elle soit plus proche de la peau. La durée du massage est-elle trop longue ? Il est recommandé d'appuyer 15 minutes une fois, deux fois par jour. Le massage est-il trop fort ? La peau est allergique ou non à la pièce d'électrode. Les patients souffrant d'une allergie grave doivent d'abord se rendre à l'hôpital pour un traitement de désensibilisation. Temps froid et peau sèche ? Utilisez une serviette humide pour mouiller la peau. Y a-t-il une plaie à la surface de la peau ? Ne pas placer l'électrode sur la plaie pour la masser.

La stimulation est très faible - L'électrode de massage est-elle proche de la peau du cou ? Il est nécessaire d'ajuster la position pour la rendre proche de la peau et d'ajuster la force appropriée. Y a-t-il de l'huile sur l'électrode ? Nettoyer la surface de l'électrode électrique. La force de massage est-elle trop importante ? On peut ajuster la petite force. La force de l'engrenage de massage est trop faible, ajustez pour augmenter la force de massage.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements à hello@massforce.co ou consulter notre site massforce.fr

Les articles de la marque Massforce achetés sur massforce.co et massforce.fr bénéficient d'une garantie limitée de remplacement de 2 ans. Pour le service clientèle, veuillez nous contacter via email hello@massforce.co

NE PAS JETER LES PILES DANS LE FEU. TOUJOURS ÉLIMINER LES PILES CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES LOCALES ET FÉDÉRALES. La marque MASSFORCE et le logo MASSFORCE® sont des marques déposées.

©Massforce. Tous droits réservés.



Lire les instructions
Avant utilisation



FABRIQUÉ EN
CHINE



FC CE RoHS

MASSNECK™ PRO

model LG-A3



MASSFORCE

INSTRUCTION MANUAL

Read the manual before operating this product.
Use only as directed.

WARNINGS

- Do not use this product when there is injury, redness, inflammation, congestion, or other suitable diseases in the neck.
- This product has a heating function. For users who are prone to heat allergies or insensitive to heat sources, please use the heating function with caution.
- If you feel unwell during or after use, please stop using this product.
- This product is a personal care product and cannot replace professional treatment or health care. Please do not use it for diagnosis or other commercial purposes.
- Do not use it with other medical equipment or more than 2 sets of this product at the same time.
- Do not use the same site for more than 30 minutes, otherwise, it may cause discomfort.
- Do not use the heating function for more than 30 minutes, otherwise, it may cause low-temperature skin burns.
- Do not use the product after accidentally falling into water or liquid.

PRECAUTIONS

- This product contains lithium batteries, please do not disassemble, modify, immerse the product in water or throw fire into it by yourself.
- In the event of an abnormal situation that cannot work, please cut off the power immediately and remove it, check the basic troubleshooting or consult customer service.
- When the product is working, do not touch the electrode pads with metal accessories such as belts and necklaces.
- Do not charge, use and place in high-temperature places such as near the stove or under the scorching sun.
- This product is not waterproof, please do not wash and pay attention to waterproof.
- This product can only be decomposed when the product is discarded. If you need to repair it, please consult customer service in time.
- Do not leave the product in front of unattended children.
- Do not allow children or persons with limited ability to use this product is not suitable for any sick or incapacitated person.
- If you have one of the following conditions, please consult a doctor before use:
 - A. Those are pregnant, sick or in poor health,
 - B. Patients who are undergoing treatment and feel abnormalities,
 - C. Patients with high fever and infectious diseases,
 - D. Patients with hypertension, heart disease, cerebral thrombosis, arteriosclerosis or malignant tumors,
 - E. People with skin sensation disorder or abnormal skin sensitivity,
 - F. Those in the postoperative recovery stage,
 - G. Those who are uncertain about their health.

ADVERSE EFFECTS

- Skin irritation and burns beneath the stimulation electrodes applied to your skin can occur.
- On very rare occasions, first-time users of EMS have reported feeling light-headed or faint. We recommend that you use the product while seated until you become accustomed to the sensation.


You should stop using the device and consult with your physician if you experience adverse reactions from the device.

SPECIFICATION

Product model: LG-A3
Product material: ABS, PC, silicone
Lithium battery: 450mAh
Standby current: $100\mu\text{A}$
Input standard: 5V
Maximum rating: 5W
Host size: 105 * 135 * 35mm

***Note:**

This product is not suitable for medical equipment.
Does not have a therapeutic effect,
children can not touch.



INTRODUCTION

MASSNECK™ PRO is the folding portable neck messenger with the material of stainless steel electrode sheets and PI heating sheets, micro-computer chip control technology, and helps relax the neck muscles and relieve the neck fatigue through micro-current stimulation and hot compress. A hot compress can effectively raise the temperature of the environment around the neck, promote blood circulation, and cooperate with the stimulation of microcurrent to drive the neck muscles to exercise together, giving people a full range of comfortable experiences.

MASSNECK™ PRO can be folded to make it easier to carry.

MAINTENANCE

When cleaning and maintaining this product, please turn-off the host and use a wet paper towel to clean the electrode pads. When it is particularly dirty, wipe and disinfect with a little medical alcohol (75% alcohol concentration).

Please use a neutral detergent and soft cloth for daily maintenance. Do not use corrosive detergents. Do not soil or rinse in water. During the cleaning process, water or other liquids should be prevented from entering the body to avoid short circuit and electric shock hazard during use.

USING MASSNECK™

1. Before using this product, please put a hydrogel sheet on it when is turned off, or use a wet towel, wet paper towel or clean water to wipe and moisten your neck massaged area.
2. In order to make the electrode pads fully contact the massage site, please make sure the electrode pads fit the skin tightly when wearing.
3. Do not touch the patch with your hands when it is turned on.

Starting up and shut down.

Press and hold the host button of the product for two seconds, the host will turn on (hear a "di" sound, the blue light is on), enter the default mode, the default gear (0 gear) in the power-on state, press and hold the host button for two seconds, you will hear "di" two beeps, the product shuts down.

Mode selection (currently 5 modes)

After the product host is turned on, short press the host (M) as the mode key, and short press the mode key to switch modes. There are 5 modes in total. Every time you press it, you hear a beep, the mode is incremented once, and the five modes can be switched in cycles (Note: M1 combination mode, M2 massage mode, M3 tapping mode, M4 Gua Sha mode, M5 acupuncture mode). Each time you switch a mode, the velocity returns to the default 0 level.

STRENGTH SELECTION

1. In the power-on state, the "+" on the main unit of the product is the strength strengthening button. Each time you press it, you will hear a beep, the strength will increase by one level, and the strength will be divided into 15 levels (0, 1, 2, ... 15). Press the "+" gear again when the intensity is 15 to make a double beep, the intensity remains unchanged, and the 15 gear is maintained.
2. The "--" on the main unit of the product is the force reduction button. Each time you press it, you hear a beep the intensity decreases by one level, and the force is divided into 15 levels (15, 14, 13, ...0) and then press at 0 in the "--" gear, you will hear two beeps of "Beep", the intensity remains unchanged, and the 0 gear is maintained.

Heating options


1. Short press the (M) button on the main unit of the product to turn on the heating button, press the heating button "di" to turn on the heating function of the main unit, and gradually reach a constant temperature of 42 within 30 seconds.
2. Short press the (M) button on the main unit of the product to turn off the heating button, press the button to turn off the heating "didi" twice to stop the heating function.

Timing function

1. The product host is scheduled for 15 minutes. When the product host is turned on, it will automatically shut down after 15 minutes. It is recommended to use it for no more than 30 minutes a day.
2. When the product host is turned on, the product will automatically shut down within 3 minutes when the product is not worn and used normally.

Low voltage alarm charging function

Low voltage alarm: when the product is out of power, the blue indicator light flashes quickly (frequency 3 times per second), you can plug one end of the charging cable into the product charging port, and the other end into the mobile phone charger with Android head, the red light flashes while charging. The red light is always on when it is full. The product cannot be used while charging.



TROUBLESHOOTING

If you encounter problems when using the product, please refer to the following tips and solutions.

If the product is still in a faulty state or cannot be used, please turn off the power.

Users are not allowed to disassemble or repair the product by themselves. The product damage caused by disassembly or repair by themselves will invalidate the product warranty, and the company will not bear any consequences caused by this situation.

Unable to start - The internal charging battery is low. Please confirm that the key of the host product is pressed.

Unable to charge or charging a light display - Please check whether the USB cable is connected with the host and the power adapter of the mobile phone.

It shows normal but no sensation - Is the electrode piece in direct contact with the skin? Adjust the position to make it close to the skin. Do you have hair or clothing accessories between the electrodes and the skin? Remove or remove items. Is the force gear 0? Adjust and increase massage strength.

There is a tingling pain - Is the electrode piece close to the neck skin? Adjust the position to make it close to the skin. Is the massage time too long? It is recommended to press 15 minutes once, twice a day. Is the massage too strong, whether the skin is allergic to the electrode piece or not. Patients with a severe allergy should go to the hospital for desensitization treatment first. Cold weather and dry skin? Use wet towel to wet the skin. Is there any wound on the surface of the skin? Do not place the electrode on the wound for massage.

The stimulation is very weak - Is the massage electrode piece close to the neck skin? It is necessary to adjust the position to make it close to the skin and adjust the appropriate force. Is there dirt or oil on the electrode? Clean the electricity Electrode surface. Is the massage strength too big? Can adjust the small strength. Massage gear strength is too small, adjust to increase massage strength.

Feel free to get in touch with us at hello@massforce.co or visit our website massforce.co

Massforce branded items purchased from massforce.co include a 1-year limited replacement warranty. For Customer Service, please contact us via email hello@massforce.co.

DO NOT DISPOSE OF BATTERIES IN FIRE. ALWAYS DISPOSE OF BATTERIES PER LOCAL & FEDERAL GUIDELINES. The Massforce® name and logo are registered trademarks.

©Massforce. All Rights Reserved.



Read Instructions
Before Operating

