



MASSFORCE

MASSMULATOR™ Stimulator TENS

model AS2015

modèle AS2015



INSTRUCTION MANUAL MANUEL D'UTILISATION

Read the manual before operating this product.

Use only as directed.

Lisez le manuel avant d'utiliser ce produit.

N'utilisez que ce qui est indiqué.

WARNINGS

- If you are in the care of a physician, consult your physician before using this device.
- **DO NOT** use this device if you have a cardiac pacemaker, implanted defibrillator, or other implanted metallic or electronic devices.
- **DO NOT** use this device during pregnancy.
- **DO NOT** use this device on children.
- **DO NOT** place this device over the carotid sinus nerves, the front of the neck, or around the mouth.
- **DO NOT** open unit. The opening will void the warranty.
- **DO NOT** use this device over, or in proximity to, cancerous lesions.
- **DO NOT** place the device over open wounds, sores, or rashes, or over swollen, red, infected, or inflamed areas or skin eruptions (e.g., phlebitis, thrombosis, varicose veins).
- **DO NOT** use this device when in a bath or shower.
- **DO NOT** use this device while sleeping.
- **DO NOT** use this device while driving or operating machinery.
- **DO NOT** use this device in the presence of electromagnetic fields.
- **DO NOT** use this device if the unit has been damaged.
- **DO NOT** use on children or pets.
- **DO NOT** use in an area where water or moisture can get on the unit, such as a bathroom or other places with high humidity.

PRECAUTIONS

- The long-term effects of electrical stimulation are unknown.
- Since the effects of stimulation of the brain are unknown, stimulation should not be applied across your head.
- The safety of electrical stimulation during pregnancy has not been established.
- Use caution if you have a tendency to bleed internally, such as following an injury or fracture.
- You may experience skin irritation or hypersensitivity.
- If you have suspected or diagnosed heart disease, you should follow the precautions recommended by your physician.
- Keep this device out of the reach of children.
- If you have suspected or diagnosed epilepsy, you should follow the precautions recommended by your physician.
- Consult with your physician prior to using the device after a recent surgical procedure, because the stimulation may disrupt the healing process.
- Use caution if stimulation is applied over the menstruating or pregnant uterus.
- Use caution if stimulation is applied over areas of skin that lack normal sensation.
- Use this device only with the electrodes and accessories recommended by the manufacturer.
- Avoid placing the pads over metal implants.

AVERTISSEMENTS

- Si vous êtes suivi par un médecin, consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil.
- **N'UTILISEZ PAS** cet appareil si vous avez un stimulateur cardiaque, un défibrillateur implanté ou tout autre dispositif métallique ou électronique implanté.
- **NE PAS** utiliser ce dispositif pendant la grossesse.
- **NE PAS** utiliser cet appareil sur des enfants.
- **NE PAS** placer cet appareil au-dessus des nerfs du sinus carotidien, de l'avant du cou ou autour de la bouche.
- **NE PAS** ouvrir l'appareil. L'ouverture annulera la garantie.
- **NE PAS** utiliser cet appareil au-dessus ou à proximité de lésions cancéreuses.
- **NE PAS** placer l'appareil sur des blessures ouvertes, des plaies, ou sur des zones enflées, rouges, infectées ou enflammées ou sur des éruptions cutanées (par exemple, phlébite, thrombose, veines variqueuses).
- **NE PAS** utiliser cet appareil dans un bain ou une douche.
- **NE PAS** utiliser cet appareil pendant le sommeil.
- **NE PAS** utiliser cet appareil en conduisant ou en utilisant des machines.
- **NE PAS** utiliser cet appareil en présence de champs électromagnétiques.
- **NE PAS** utiliser cet appareil si l'unité a été endommagée.
- **NE PAS** utiliser sur des enfants ou des animaux domestiques.
- **NE PAS** utiliser l'appareil dans un endroit où de l'eau ou de l'humidité peut s'infiltrer, comme une salle de bains ou d'autres endroits très humides.

PRÉCAUTIONS

- Les effets à long terme de la stimulation électrique sont inconnus.
- Les effets de la stimulation du cerveau étant inconnus, la stimulation ne doit pas être appliquée sur votre tête.
- La sécurité de la stimulation électrique pendant la grossesse n'a pas été établie.
- Soyez prudent si vous avez tendance à faire des hémorragies internes, par exemple à la suite d'une blessure ou d'une fracture.
- Vous pouvez présenter une irritation ou une hypersensibilité de la peau.
- Si vous avez une maladie cardiaque suspectée ou diagnostiquée, vous devez suivre les précautions recommandées par votre médecin.
- Gardez ce dispositif hors de portée des enfants.
- Si vous avez une épilepsie suspectée ou diagnostiquée, vous devez suivre les précautions recommandées par votre médecin.
- Consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil après une intervention chirurgicale récente, car la stimulation peut perturber le processus de guérison.
- Soyez prudent si la stimulation est appliquée sur l'utérus en période de menstruation ou de grossesse.
- Soyez prudent si la stimulation est appliquée sur des zones de la peau qui n'ont pas de sensation normale.
- Utilisez cet appareil uniquement avec les électrodes et les accessoires recommandés par le fabricant.
- Évitez de placer les électrodes sur des implants métalliques.

INTRODUCTION

Massmulator™ is a total package for muscle stress-free. Enjoy the 28 different modes and controls plus 20 level intensity. LED display and touch screen for the effortless gesture to control. 5-6 hours usage.

Electrical Muscle Stimulation (EMS): Used for temporary relief of pain associated with sore and aching muscles due to strain from exercise or normal household work activities.

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS): Used to stimulate healthy muscles in order to improve and facilitate; muscle performance.

Indications for Use

Use Massmulator™ to stimulate blood circulation and muscle pain relief in order to improve and facilitate muscle performance all around the body. It is also intended for temporary relief of pain associated with sore and muscle stiffness from exercise or normal work activities.

ADVERSE EFFECTS

- Skin irritation and burns beneath the stimulation electrodes applied to your skin can occur.
- On very rare occasions, first-time users of EMS have reported feeling light-headed or faint. We recommend that you use the product while seated until you become accustomed to the sensation.

You should stop using the device and consult with your physician if you experience adverse reactions from the device.

HOW TO USE

1. Make sure your skin clean and dry before sticking the reusable adhesive pads. Wipe with dry tissue or towel.
2. Connect the wire to the reusable adhesive pads.
3. Peel off the plastic sheet over the pads.
4. Place pads onto your targeted skin.
5. Insert two ports into the device.
6. Switch ON (on the right side).
7. Select your favorite modes and intensity.

Regular Application Principles :

1. Find the exact pain point; this is the position for the pads to be placed. The acupuncture chart can also serve as a guide for pad placement specific to each ailment.
2. Adjust the intensity gradually. It is more effective to reach the highest intensity level you can stand.
3. Recommended application duration is 2-3 times per day for 40-60 minutes per application, over 10 days for one course.

INTRODUCTION

Massmulator™ est un ensemble complet pour une musculation sans stress. Profitez des 28 modes et commandes différents et des 20 niveaux d'intensité. Affichage LED et écran tactile pour un contrôle sans effort. Utilisation de 5 à 6 heures.

Stimulation électrique des muscles (EMS) : Utilisée pour le soulagement temporaire de la douleur associée aux muscles endoloris par l'effort physique ou les activités ménagères normales.

Stimulation électrique transcutanée des nerfs (TENS) : Utilisée pour stimuler les muscles sains afin d'améliorer et de faciliter les performances musculaires.

Indications d'utilisation

Utilisez Massmulator™ pour stimuler la circulation sanguine et soulager les douleurs musculaires afin d'améliorer et de faciliter les performances musculaires dans tout le corps. Il est également destiné au soulagement temporaire de la douleur associée aux douleurs et aux raideurs musculaires causées par l'exercice ou les activités de travail normales.

EFFETS INDÉSIRABLES

- Une irritation de la peau et des brûlures sous les électrodes de stimulation appliquées sur votre peau peuvent se produire.
- En de très rares occasions, des personnes utilisant l'EMS pour la première fois ont signalé qu'elles se sentaient étourdies ou faibles. Nous vous recommandons d'utiliser le produit en position assise jusqu'à ce que vous vous habituiez à la sensation.

Vous devez cesser d'utiliser l'appareil et consulter votre médecin en cas d'effets indésirables de l'appareil.

MODE D'EMPLOI

1. Assurez-vous que votre peau est propre et sèche avant de coller les tampons adhésifs réutilisables. Essuyez avec un chiffon sec ou une serviette.
2. Connectez le fil aux patchs adhésifs réutilisables.
3. Retirez la feuille de plastique qui recouvre les patchs.
4. Placez les tampons sur votre peau ciblée.
5. Insérez deux ports dans l'appareil.
6. Allumez l'appareil (sur le côté droit).
7. Sélectionnez vos modes et intensité préférés.

Principes d'application régulière :

1. Trouvez le point douloureux exact ; c'est la position dans laquelle les patchs doivent être placés. Le tableau d'acupuncture peut également servir de guide pour le placement des patchs en fonction de chaque affection.
2. Ajustez l'intensité progressivement. Il est plus efficace d'atteindre le niveau d'intensité le plus élevé que vous pouvez supporter.
3. La durée d'application recommandée est de 2 à 3 fois par jour pendant 40 à 60 minutes par application, sur 10 jours pour une cure.

UNIT DIAGRAM



1. Time setting : touch the time icon to adjust time to 10,20,30,40,50,60,70,80 minutes.
2. Output A or B shift button: touch icon A to shift from A to B or touch icon B to shift from B to A.
3. Safety lock icon: Press the key button once to lock the screen to disable the touch screen function; press again to unlock the screen to enable the touch screen function. When it is locked, the icon timer blinks.
4. Output A.
5. USB port for charging the battery.
6. Output B.
7. ON/OFF button: Hold the ON/OFF button for 6 seconds to run the device ON/OFF.
8. Battery level indicator.
9. Intensity increase button: 10 bar/20 levels of intensity adjustable. Press the intensity + button once to increase 1 level. Press 1-20 times to increase intensity up to the highest level of 20.
10. Intensity decrease button: 10 bar/20 levels of intensity adjustable. Press intensity - button once to decrease 1 level. Press 1-20 times to decrease intensity up to the lowest level 0.
11. Mode setting: Any icon of 12 therapeutic modes can be chosen on the touch screen.
12. Time setting button.
13. Touchscreen pen: pen to operate the screen. That is an additional accessory even you can select the screen by fingers.

Included in the box :

- Control unit
- 2 set of small single-sided adhesive electrode pads
- 2 set large single-sided adhesive electrode pads
- 2 electrode wire with 2 leads
- 1 instruction manual
- USB extension wire
- Application acupuncture points chart
- Pad holder



1. Réglage de l'heure: appuyez sur l'icône de l'heure pour régler l'heure sur 10,20,30,40,50,60,70,80 minutes.
2. Bouton de décalage de sortie A ou B: touchez l'icône A pour passer de A à B ou touchez l'icône B pour passer de B à A.
3. Icône de verrouillage de sécurité: appuyez une fois sur le bouton clé pour verrouiller l'écran et désactiver la fonction d'écran tactile; appuyez à nouveau pour déverrouiller l'écran afin d'activer la fonction d'écran tactile. Lorsqu'il est verrouillé, le minuteur d'icône clignote.
4. Sortie A.
5. Port USB pour charger la batterie.
6. Sortie B.
7. Bouton ON / OFF: maintenez le bouton ON / OFF pendant 6 secondes pour allumer / éteindre l'appareil.
8. Indicateur du niveau de la batterie.
9. Bouton d'augmentation d'intensité: 10 bar / 20 niveaux d'intensité réglables. Appuyez une fois sur le bouton intensité + pour augmenter 1 niveau. Appuyez 1 à 20 fois pour augmenter l'intensité jusqu'au niveau le plus élevé de 20.
10. Bouton de diminution d'intensité: 10 bars / 20 niveaux d'intensité réglables. Appuyez une fois sur le bouton d'intensité pour diminuer d'un niveau. Appuyez 1 à 20 fois pour diminuer l'intensité jusqu'au niveau le plus bas 0.
11. Réglage du mode: N'importe quelle icône de 12 modes thérapeutiques peut être choisie sur l'écran tactile.
12. Bouton de réglage de l'heure.
13. Stylet tactile: stylet pour faire fonctionner l'écran. C'est un accessoire supplémentaire même si vous pouvez sélectionner l'écran avec les doigts.

Inclus dans la boîte :

- Unité de contrôle
- 2 jeux d'électrodes adhésives simple face
- 2 jeux de grands patches d'électrodes adhésifs simple face
- 2 câbles d'électrodes avec 2 fils
- 1 manuel d'instructions
- Fil d'extension USB
- Tableau d'application des points d'acupuncture
- Porte coussinet/patch

MODES & FUNCTION


1. **Tuina:** Stimulating tuina is a hands-on body treatment that opens the flow of Qi through the meridians.
2. **Acupuncture:** Stimulating acupuncture provides the same sensation without needles, by utilizing electronic pulses to achieve the sensation of differing needle depths.
3. **Tapping:** Stimulating tapping is intended to produce a hard thumping sensation that massages your muscles, that can give you an invigorated and revitalized feeling.
4. **Gausha:** Stimulating gausha with a low-frequency setting provides the user with scratching and a kneading sensation. Gausha releases unhealthy elements from injured areas and stimulates blood flow and healing.
5. **Cupping:** Stimulating cupping, relatively constant stimulation contracts muscles.
6. **Combination:** Auto-combination of several modes for relaxation.
7. **Shiatus:** Stimulating Shiatus is a type of alternative medicine consisting of finger and palm pressure, stretches, and other massage techniques.
8. **Deep Tissue Massage:** Deep tissue massage therapy is similar to Swedish massage, but the deeper pressure is beneficial in releasing chronic muscle tension.
9. **Back pain:** Use low-frequency vibrations to promote circulation of blood and relieve pain.
10. **Pressure:** It is the manipulation of superficial and deeper layers of muscle and connective tissue using various techniques.
11. **Body Building:** Applying electrical current to muscles causes muscles to contract. Stimulating muscles repeatedly with electricity may eventually result in muscles that are strengthened and toned to some extent.
12. **Weight Loss:** Combination of acupuncture and other waveforms.




MODES & FONCTION

1. **Tuina** : Le tuina est un traitement corporel manuel qui favorise la circulation du Qi dans les méridiens.
2. **Acupuncture** : L'acupuncture simulée procure la même sensation sans aiguilles, en utilisant des impulsions électroniques pour obtenir la sensation de différentes profondeurs d'aiguilles.
3. **Tapotement** : Le tapotement stimulant est destiné à produire une sensation de coup dur qui masse vos muscles, ce qui peut vous donner une sensation de revigoration et de revitalisation.
4. **Gausha** : La stimulation du gausha avec un réglage à basse fréquence procure à l'utilisateur une sensation de grattage et de pétrissage. Le gausha libère les éléments malsains des zones blessées et stimule la circulation sanguine et la guérison.
5. **Ventouses** : La ventouse stimulante, une stimulation relativement constante, contracte les muscles.
6. **Combinaison** : Auto-combinaison de plusieurs modes pour la relaxation.
7. **Shiatus** : Shiatus stimulant, il s'agit d'un type de médecine alternative consistant en des pressions des doigts et des paumes, des étirements et d'autres techniques de massage.
8. **Massage des tissus profonds** : La thérapie de massage des tissus profonds est similaire au massage suédois, mais la pression plus profonde est bénéfique pour libérer les tensions musculaires chroniques.
9. **Maux de dos** : Utiliser des vibrations à basse fréquence pour favoriser la circulation du sang et soulager la douleur.
10. **Pression** : Il s'agit de la manipulation des couches superficielles et profondes des muscles et du tissu conjonctif à l'aide de diverses techniques.
11. **Musculation** : L'application d'un courant électrique aux muscles provoque la contraction des muscles. En stimulant les muscles de façon répétée avec de l'électricité, on peut éventuellement obtenir des muscles renforcés et tonifiés dans une certaine mesure.
12. **Perte de poids** : Combinaison de l'acupuncture et d'autres formes d'ondes.






Stiff Shoulder
Épaule tendue




Cervical Pain
Douleur cervicale




Shoulder Pain
Mal d'épaule




Slipped Pain
Douleur bas du dos




Stomach Pain
Douleur d'estomac




Elbow Pain
Douleur au coude



Lower Back
Lombaires



Erector Spinalis
Érecteurs spinaux




Bicipital Tendonitis
Tendinite bicipitale




Lower Leg Pain
Douleur bas de la jambe




Foot Pain
Douleur au pied




Calf Muscle
Muscle du mollet



Hip Neuralgia
Névralgie de la hanche




Sciatica
Sciatique




Hip Pain
Douleur à la hanche



Carpal Tunnel Syndrome
Syndrome du canal carpien



Knee Pain
Douleur au genou



Abdominal Pain
Douleur abdominale

MAINTENANCE

1. Make sure your skin is free from any dirt, oil, or lotions.
2. Before applying the pads, put few drops of water on your fingers and rub them on both pads. This will help the pads maintain their adhesiveness. When you have finished using the unit, turn it off.
3. Take off the pads.
4. Place the protective film back on the pads or place the pads on the pad holder.
5. Take the wire out from the device and place it back in the box along with the unit for next use.
6. Store the unit in a cool, dry place.

TROUBLESHOOTING

- **Stimulation is weak or non-existent** : Be sure skin is clean and pads are firmly attached.
- **Device does not turn on** : Recharge for 20 minutes.
- **Gel pads are not sticky** : The gel pads will lose adhesiveness over the course of use. Please visit [Massforce.co](https://massforce.co) for replacements.

Massforce branded items purchased from massforce.co include a 1-year limited replacement warranty. For Customer Service, please send us email: hello@massforce.co.

DO NOT DISPOSE OF BATTERIES IN FIRE. ALWAYS DISPOSE OF BATTERIES PER LOCAL & FEDERAL GUIDELINES. The SHARPER IMAGE® name and logo are registered trademarks.

©Massforce. All Rights Reserved.



Read Instructions
Before Operating

CE MADE IN
CHINA



FC

CE  RoHS

MAINTENANCE

1. Assurez-vous que votre peau est exempte de toute saleté, huile ou lotion.
2. Avant d'appliquer les patchs, mettez quelques gouttes d'eau sur vos doigts et frottez-les sur les deux patchs. Cela aidera les patchs à conserver leur adhésivité. Lorsque vous avez fini d'utiliser l'appareil, éteignez-le.
3. Retirez les patchs.
4. Remplacez le film protecteur sur les patchs ou placez les patchs sur le support de patchs.
5. Retirez le fil de l'appareil et remettez-le dans la boîte avec l'appareil pour la prochaine utilisation.
6. Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec.

DÉPANNAGE

- **La stimulation est faible ou inexistante** : Assurez-vous que la peau est propre et que les patchs sont bien fixés.
- **L'appareil ne s'allume pas** : Rechargez l'appareil pendant 20 minutes.
- **Les patchs de gel ne sont pas collants** : Les patchs de gel perdront de leur adhésivité au fil de l'utilisation. Veuillez visiter [Massforce.co](https://massforce.co) pour des remplacements.

Les articles de marque Massforce achetés sur massforce.co comprennent une garantie de remplacement limitée à 1 an. Pour le service clientèle, veuillez nous envoyer un courriel : hello@massforce.co

NE PAS JETER LES PILES DANS LE FEU. TOUJOURS ÉLIMINER LES PILES CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES LOCALES ET FÉDÉRALES. Le nom et le logo SHARPER IMAGE® sont des marques déposées.

©Massforce. Tous droits réservés.



Read Instructions
Before Operating

CE MADE IN
CHINA



FC

CE  RoHS